

Ficha Tecnica

Precisa de Ajuda? Ligue: (+351) 916 542 211

Hotelequip.pt

Rua Empresarial Nº 8A, Zona Industrial Ponte Seca
2510-752 Gaeiras, Portugal

Ficha tecnica gerada em: 22/07/2026

O produto final e as características podem diferir ligeiramente do mostrado na imagem.



Acesso rápido
ao produto



Hotelequip.pt

Armário Frigorífico de Farmácia e Laboratório 416L

Informacoes do Produto

SKU:	CO17311	Modelo:	17311
Marca:	Corequip	EAN:	N/D

Imagens do Produto



Especificacoes

Marca	Corequip
Modelo	17311
Capacidade (L)	401–700 L
Instalação	De Chão
Tipo	Armário

Descricao Resumida

Armário frigorífico profissional de 416L para farmácia e laboratório, controlo digital de temperatura (+2°C/+15°C) e alarmes de segurança.

Descricao Completa

Refrigeração Precisa — Principais Vantagens

Este armário frigorífico foi concebido para oferecer um controlo de temperatura rigoroso, essencial para a conservação de medicamentos, reagentes e amostras em ambientes de farmácia e laboratório. A sua capacidade de 416 litros garante espaço adequado para um armazenamento organizado e seguro, enquanto a construção robusta assegura durabilidade e fiabilidade no uso diário. É a escolha ideal para estabelecimentos que exigem o máximo em desempenho e segurança para produtos sensíveis.

Aplicações Profissionais

Este equipamento é perfeitamente adequado para farmácias hospitalares, laboratórios de investigação, clínicas médicas, centros de diagnóstico e quaisquer outras instalações onde seja crítica a manutenção de uma cadeia de frio estável e monitorizada. A fiabilidade e precisão do armário frigorífico garantem que a sua equipa poderá focar-se nas suas tarefas, sem preocupações com a integridade dos materiais armazenados, contribuindo para a segurança e conformidade operacional. É ainda uma solução robusta para manter a qualidade dos produtos sensíveis à temperatura, garantindo a tranquilidade dos seus profissionais.

Características Técnicas

Funcionamento ambiente	10°C a 30°C
Faixa de temperatura	+2°C / +15°C (pré-ajuste de fábrica a +5°C)
Certificação	Calibração de armário
Volume Líquido	416 Litros
Potência Elétrica	210 W
Consumo Energético	877 kW/h
Tensão/Voltagem	220 V/50 Hz

Peso Bruto	103 Kg
Exterior	Chapa plastificada branca (Skinplate)
Fixação	Traseira para suspensão
Refrigerante	R600a
Nível de Ruído	< 45 dB
Iluminação	LED horizontal no interior
Isolamento	50 mm Poliuretano base de água
Descongelação	Automática
Frio	Ventilado
Rejillas móveis	5 x (475x470mm) inox plastificado
Sistema de Retorno em Porta	Sim
Cerradura de série	Sim
Puerta reversible	Sim (sob pedido)
Controlador EASY	Termostato digital
Termostato de segurança	Evita temperaturas < +2°C
Sonda adicional	Para temperatura de produto (diâmetro 12mm)
Alarme	Sonora e visual de temperatura (Superior e Inferior), porta aberta, falha de sonda
Orifício para sonda externa	Diâmetro 12mm
Dimensões Interiores (L x P x A)	480x500x1724h mm
Dimensões Exteriores (L x P x A)	600×700(+50)x1865h mm

Perguntas Frequentes

1. Qual é a capacidade de armazenamento deste armário frigorífico?

Este armário oferece uma capacidade líquida de 416 litros, ideal para o armazenamento de medicamentos, reagentes e outros produtos sensíveis à temperatura em ambientes de farmácia e laboratório.

2. Este equipamento possui certificação de calibração?

Sim, o armário inclui certificação de calibração de série, garantindo a precisão e conformidade com as exigências de armazenamento de produtos farmacêuticos e laboratoriais. Esta certificação é crucial para manter os padrões de qualidade e segurança.

3. Que tipo de sistema de refrigeração utiliza e quais as suas características?

Utiliza um sistema de frio ventilado com descongelação automática e refrigerante R600a, garantindo uma distribuição uniforme da temperatura e um funcionamento eficiente. Este sistema evita variações térmicas que possam comprometer a integridade dos produtos armazenados.

4. Como funciona o sistema de alarmes do armário?

O sistema de alarmes integrado é sonoro e visual, alertando para situações de temperatura superior ou inferior à definida, porta aberta e falha da sonda. Esta funcionalidade aumenta significativamente a segurança no armazenamento de materiais críticos.

5. É possível alterar o sentido de abertura da porta?

Sim, o sentido de abertura da porta é reversível e pode ser ajustado sob pedido. Esta flexibilidade permite uma adaptação otimizada à disposição do seu espaço de trabalho, facilitando o uso e a ergonomia.